

Straffere Kontur durch Impulswellen-Therapie



cce

Aus der Medizin in die Ästhetik

Seit über 40 Jahren wird die Impulswellen-Therapie in der Medizin erfolgreich angewendet. Diese Anwendungen umfassen sowohl den Bereich der Inneren Medizin als auch die Orthopädie und die Dermatologie. Durch den Einsatz in der Dermatologie (Wundheilung und Narbenbehandlung) wurden die positiven Effekte auf das Hautbild sichtbar. Wir bieten Ihnen nun die erste kostengünstige Umsetzung dieser Technologie an, die speziell für den ästhetischen Bereich (Cellulite und Bodyforming) entwickelt wurde.



Beate, Alter: 50 Jahre. Vor der Behandlung mit Impulswellen.



Ergebnis nach 6 Behandlungen in einem Zeitraum von vier Monaten.



Domenika, Alter: 48 Jahre. Vor der Behandlung mit Impulswellen.



Ergebnis nach 5 Behandlungen in einem Zeitraum von drei Monaten.



Giovana, Alter: 24 Jahre. Vor der Behandlung mit Impulswellen.



Ergebnis nach 6 Behandlungen in einem Zeitraum von vier Monaten.

Vorteile der Impulswellen-Therapie:


- nichtinvasives Verfahren: keine Durchdringung der Haut, keine Nadeln, keine Schnitte
- Impulswellen verstärken gezielt die körpereigenen Regenerationsmechanismen
- es werden keine chemischen Substanzen oder Medikamente verwendet
- über die positive Wirkung im Einsatz gegen Cellulite wird auch in der medizinischen Fachliteratur berichtet
- eigene Anwendungsbeobachtung: 90% positives Ergebnis (Referenzen liegen vor)

Wirksam, exklusiv, profitabel

Gerne stellen wir Ihnen die Methode der Impulswellen-Therapie mit Hintergrundinformationen im Rahmen eines persönlichen Besuchs vor. Gerne analysieren wir mit Ihnen gemeinsam die Profitabilität für Ihr Unternehmen und arbeiten für Sie ein angepasstes Finanzierungskonzept aus.

Weiterhin bieten wir Ihnen kostenlose Schulungen in Beratung und Anwendung des Verfahrens und unterstützen Sie mit einem fertig ausgearbeiteten Marketingkonzept.

Kosten/Nutzen über eine Einführungsphase von 12 Monaten



Ihre Vorteile:

- ideal zur Neukundengewinnung
- kostenattraktive Methode für Ihre Kunden
- Alleinstellungsmerkmal für Ihr Unternehmen
- einfache Anwendung
- hoch profitabel für Sie als Anwender
- persönliche Referenzen vorhanden
- Gebietsexklusivität möglich
- Unterstützung durch vorbereitetes Marketingkonzept



Technische Daten „CellSonic ESWT-System“

Stromversorgung:	230 V + 5% AC, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme:	280 W
Stromanschluss:	Kaltgerätebuchse gemäß IEC C 14
Sicherung:	10 A, flink, 5x20 mm Glassicherung
Impulsfrequenz:	~ 4 Hz
Impulszahl/Behandlung:	Einstellbar zwischen 100 und 2.000
Impulsstärke-Einstellung:	Einstellbar in 4 Stufen
Impulsenergie:	Bis zu 0,190 mJ/mm ²
Anzeige:	LCD, Alphanumerisch
Gewicht:	ca. 30 kg
Maße:	64,5 x 48,5 x 94 cm (L x B x H)

Technische Daten „Impulswellen-Applikator“

Fokussierung:	Unendlich für Cellulite und Bodyforming
Impulsfrequenz:	0 – 5 Hz, voreingestellt 4 Hz
Maße:	150 mm x 90mm Ø (L x D, ohne Anschlusskabel)
Gewicht:	ca. 3 kg
Anschluss:	Easy-HT-Anschluss für CellSonic ESWT-System
Lebensdauer:	50.000 – 60.000 Impulse je nach Impulsstärke
Verbrauchsanzeige:	Anzeige bei 25% Restkapazität
Haltbarkeit:	6 Monate



cce

CellSonic Central Europe

RoßStrasse 37 A • 50823 Köln

Frau Hildegard Schmitz
Dipl. Ing. Biomedizinische Technik
0176 - 67 41 54 95
schmitz.cce@gmail.com

Herr Norbert Würleitner
Dipl. Ing. Maschinenbau / Medizintechnik
0177 - 45 69 177
wuerleitner.cce@gmail.com