

# LAPAROSKOPİ İÇİN DİJİTAL İNSUFLATÖR



CE 1023

## digiCARB-4 Dijital CO<sub>2</sub> İnsüflatör

- Gelişmiş Yüksek Hızlı Mikroişlemci devre parçaları CO<sub>2</sub> dağıtımı ve ölçümünde üstün performans ve hassasiyet gösterir.
- Eşsiz kontrol algoritması yüksek kaçak/sızıntı oranlarında bile pnömoperitonu/periton(karın) boşluğundaki havayı dengeler.
- Bütün prosedürler için, özellikle emilim gerçekleştiğinde bile havanın hızlı dağıtımını garanti eder ve anında yanıt verir.
- Ucuz Sıcaklık Kontrollü Gaz Isıtıcı (opsiyonel) yüksek akıntı insüflasyonunun soğuk etkisini düşürür ve teleskop sislenmesini azaltır
- Hasta için duble güvenlik : 50mmHg nin üzerinde aşırı basıncı önlemek için Yazılım ve Donanım kontrollü süreç
- Hassas elektronik düzenleme ile Yüksek Gaz Debisi
- "Yumuşak Akış -Açık" ve "Yumuşak Açık-Kapalı" algoritması aşırı karın içi basıncı önler
- Gaz Tüketimi Göstergesi
- Basınç ve Debinin ayarlanmış ve gerçek zamanlı değerleri için ayrı ayrı dijital göstergeler
- 1 ile 20 arasında ayarlanabilir Debi
- 1 ile 30 mmHg arasında ayarlanabilir Basınç
- Boş Silindir Göstergesi
- Tesadüfi/İstenmeyen Açık Çıkış Göstergesi
- Kolay kullanım
- Kompakt & Hafif

## Teknik Özellikler

### İnsüflatör

Besleme Gerilimi	230V AC @50/60Hz (110V opsiyonel)
Güç	20 Watts maks
Giriş Gazı	Karbondioksit
Giriş Gazi Bağlantısı	İçe geçmeli 8mm boru
Girş Basıncı min.	1 bar
Çıkış Basıncı max.	2.8 bar
Çıkış Basıncı ayarı	1 ile 30 mmHg
Çıkış Limit Basıncı	50 mmHg
Çıkış Bağlantısı	4~5.5mm ID
Debi Ayarı	1 ile 20
Boyutlar	260 G X 112 Y X 260 D mm
Ağırlık	2 kg.
Görüntü	7Segment Parlak LED
Tuştakımı	Soft Dokunmatik
Sesli Gösterge	Var
Taşıma Çantası	Ücretsiz

## digiCARB-4

Dijital CO<sub>2</sub> İnsüflatör



Ücretsiz Taşıma Çantası

### Gaz Isıtıcı (Opsiyonel)

Boyut	60 W X 60 H X 260 D mm
Ağırlık	900 gr
Güç	50 Watt maksimum

Üretici :



**Apex MediTech**

"Siddhivinayak", Maheshwari Soc.,  
Sahakar Nagar No.2, Pune 411 009. India  
Tel : ++91(20) - 24222630, 24222634



Kalitesi Onaylanmış

ISO 13485:2003  
ISO 9001:2008

[www.apex-meditech.com](http://www.apex-meditech.com)

CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir.

[uysalgoksel@gmail.com](mailto:uysalgoksel@gmail.com)