

SYNCHROWAVE – Teknik Özellikler

Kontrol Ünitesi :

Besleme Gerilimi :	230 V \pm 10% AC @ 50-60 Hz
Güç Girişi :	IEC C14 inlet üç telli ayrılabilir kablo montaj.
Güç :	10 Watts maks
EN60601-1 Sınıf	II
EN60601-1 Tip	BF
Sigorta :	500mA, 5X20mm, Hızlı Şişme
Şokların frekansı :	10 seçenek, (saniyede 1~10 şok)
Giriş Basıncı :	3 kG/cm ² min., 4 kG/cm ² tipik, 5 kG/cm ² maks
Enerji çıkış seviyesi kontrolü :	Dijital, Sekiz seçenek
Giriş Gazı :	Temiz filtrelenmiş basınçlı hava
Ayar Modu :	Soft dokunmatik tuşlar
Boyut :	280 G X 92 Y X 195 D mm
Ağırlık :	2 kg.
Stimulatör Çıkışı :	Kontrol ünitesi tarafından kontrollü olarak iki ayrı silikon esnek elektrotlar boyunca titreşim/şok yayar.
Rahatlama / kasılma döngüsü :	10 Sn. / 4 Sn.
Stimulatör Enerji Kontrol :	10% ile 100%
Koruma Derecesi:	IP20
Bağıl Nem :	30 ~ 75% s1v1
Atmosferik Basınç :	700 ~ 1060 hPa

EI Başlığı :

Giriş :	Kontrol Ünitesi tarafından kontrol
Operasyon Frekansı :	0~10 Hz
Boyutlar :	225 L X 32 Ø mm

Ağırlık :	350 gr
Steilizasyon:	Etilen Oksit, Formaldehit (Lütfen ayrıntılar için bakım bölümünü inceleyiniz)
Koruma Derecesi:	IP20

Stimulatör Elektrotları :

Boyutlar :	45X45 mm or 45mm Ø
Bağlantı:	Lead wire / SS press button
Sterilizasyon:	Etilen Oksit, Formaldehit ve Gluteraldehit 2% (Lütfen ayrıntılar için bakım bölümünü inceleyiniz)

Ayak Pedalı :

Boyutlar :	100 X 80 X 30mm
Tip :	Bas ON, kaldır OFF
Ağırlık :	300 gr
Koruma Derecesi :	IP20